


BRUKSANVISNING

First15 Tourniquet



Ansvarsfrihet.

First15 B.V. anställda, försäljare, leverantörer och distributörer tar inte ansvar för skador som kan uppstå vid användandet av first15 avsnörningsförband.

Användaren ansvarar själv för de risker som kan uppstå vid användandet av First15 avsnörningsförband. First15 avsnörningsförband ska bara användas enligt anvisningarna från medicinska myndigheter eller under överseende av sjukvårdspersonal.

Rapportera varje incident kopplad till användandet av denna produkt till tillverkaren samt till lämplig lokal myndighet.

Detta är en klass 1 medicinteknisk produkt som kan kräva specifik utbildning för att kunna användas på rätt sätt. Vänligen följ de nationella riktlinjerna för användandet av denna produkt.

Användandet av avsnörningsförband bör enbart ske i en livshotande situation då en blödning inte kan stoppas på annat sätt.


FIRST15

First15 B.V. Alla rättigheter förbehållna.
Laan van Kronenburg 14. 1183 AS, Amstelveen

För mer information besök:


WWW.FIRST15.ONLINE

Datum för utfärdande:15-07-2023 **V1.2**




1.

Öppna förpackningen och rulla ut hela avsnörningsförbandet.



2.

Vidga avsnörningsförbandet genom att dra i det, så att det passar över den skadade kroppsdel.



3.


Dra på avsnörningsförbandet över den skadade kroppsdel så att det hamnar **ovanför** den skadade kroppsdel.

3.1 Placera avsnörningsförbandet minst **5 cm** ovanför det skadade området.

3.2 Placera avsnörningsförbandet på **överarmen** eller **låret**.

! avsnörningsförbandet ska alltid placeras på överarmen eller låret!

✗ Placera **aldrig** avsnörningsförbandet över en led!



VARNING!


Om det inte är möjligt att dra ögla över benet eller armen:

Släpp upp avsnörningsförbandet helt. Linda avsnörningsförbandet runt den skadade kroppsdel och fäst det genom att trä remmen genom spännet igen.



4.

Dra åt remmen så att ögla sitter tätt fäst runt den skadade kroppsdel.




5.

Dra åt remmen **så hårt som möjligt** runt den skadade kroppsdel. Dra i remmen samtidigt som du lindar den runt den skadade kroppsdel.

5.1 Använd avsnörningsförbandets hela längd.

! Efter varje varv, kontrollera om blodflödet har minskat.



6.

På den sista varvet, använd handtaget för att få extra kraft och **säkra** avsnörningsförbandet med kardborrebandet.

! Avsnörningsförbandet är tillräckligt hårt åtdraget när blödningen upphör.



7.

Kontrollera regelbundet att avsnörningsförbandet fortfarande sitter **tillräckligt hårt åtdraget**.

! Kontrollera regelbundet att avsnörningsförbandet sitter tillräckligt hårt åtdraget. Rörelse och förändring i muskelaktivitet kan få avsnörningsförbandet att lossna.

! Detta är en engångsprodukt och skall inte användas fler gånger.